



LUVARMED LUVARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT.

Secretaria Municipal de Saúde

Laboratório Municipal de Juína -MT

Validade da Proposta: 10 dias

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO DA PROPOSTA

QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	R\$ UNT.	R\$ TOTAL
01	LOCAÇÃO MENSAL DE 01 UNIDADE DO EQUIPAMENTO BIOQUÍMICA E TURBIDIMETRIA PRIME 300 INCLUSO OS ACESSÓRIOS: NOBREAK, COMPUTADOR, TECLADO, MOUSE E SISTEMA DE OSMOSE REVERSA. Obs: Após a instalação e treinamento da equipe do laboratório, o equipamento possui um (01) ano de garantia, desde que seguidas às definições Política de Garantia Biotécnica. Assistência Técnica. Reagentes para uso no equipamento: Biotécnica Filtros de Osmose por conta do município. Manutenção Nobreak, computador, Teclado e mouse por conta do município. Demais informações no catálogo anexo.	BIOTÉCNICA	12	5.500,00	66.000,00






LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	R\$ UNT.	R\$ TOTAL
01	LOCAÇÃO MENSAL DE 01 UNIDADE DO EQUIPAMENTO BIOQUIMICA E TURBIDIMETRIA MASTER 400 INCLUSO OS ACESSÓRIOS: NOBREAK, COMPUTADOR, TECLADO, MOUSE E SISTEMA DE OSMOSE REVERSA. Obs: Após a instalação e treinamento da equipe do laboratório, o equipamento possui um (01) ano de garantia, desde que seguidas às definições Política de Garantia Biotécnica. Assistência Técnica. 1ª Manutenção do Aparelho sem custos para o município Reagentes para uso no equipamento: Biotécnica Filtros de Osmose por conta do município. Manutenção Nobreak, computador, Teclado e mouse por conta do município. Demais informações no catálogo anexo.	BIOTÉCNICA	12	7.500,00	90.000,00

Juína – MT, 03 de Fevereiro de 2020.



LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 19.391.064/0001-99


Rogério Veronese
Sócio
RG: 0684-864-8
CPF: 781.387.601-68





P. M. JUINA
Fls. 01
Ass.

Prime₃₀₀

Bioquímica e Turbidimetria

P. M. JUINA

Fis. 



BioTécnica
BIOTECNOLOGIA AVANÇADA

www.biotechnica.ind.br

sac@biotechnicaltda.com.br

+55 35 3214.4646 ☎ 35 98431.0090

Incluso:



+



+



Computador

nobrek

osmose reversa

Compacto, leve, rápido e econômico

- Design compacto: 70 cm x 65 cm x 53 cm.
- Fácil de transportar: peso 47 Kg.
- Executa até 260 testes por hora.
- Volume por reação: 250 µL.

Sistema Ótico

- Lâmpada: halôgena - tungstênio.
- Range fotométrico: de 340 a 690 nm.
- Precisão: + 2 nm.
- Range de absorvância: 0-4.0 Abs.
- Fibra ótica de alta durabilidade e precisão.

Composição do Sistema

- 40 posições de amostra (cubeta pediátrica e tubo primário).
- 40 posições de reagentes (frasco de 25 mL).
- Refrigeração dos reagentes e amostras.
- 1 Probe de Pipetagem Amostra/Reagente.
- Volume de amostra: 2 - 50 µL, 0.1 µL passo.
- Volume de Reagente: 10 - 400 µL, 1 µL passo.
- Função de mixer integrada na Probe.
- Mixer individual e independente da Probe.
- Detecção Automática de nível de líquido.
- Função de Proteção contra colisão.
- Lavagem interna/externa da Probe.
- Função de detecção de Coágulo.

Software de operação e Hardware

- Software em português.
- Sistema operacional em Windows XP ou Windows 7.
- Monitoramento on-line em tempo real da bandeja de amostra, bandeja de reagente e cubetas.
- Monitoramento online em tempo real dos volumes de resíduo e líquido de limpeza.
- Possibilidade de diluição automática (programável) e repetição dos testes quando: Range de absorvância ou Linearidade estiver fora do intervalo.
- Entrada: RS-232 interfaceamento computador.
- Possibilidade de interface e acesso remoto.
- Acessórios externos: CPU, monitor, teclado e mouse.
- Impressora: Opcional (não disponibilizada no modelo padrão).

Requerimentos de Funcionamento

- Voltagem: ~ 100-240 V, 50/60 Hz, 1K VA.
- Nobreak Senoidal de 1.400 VA.
- Temperatura da Sala: 10 - 30 °C.
- Umidade: < 90%.
- Água. < 1,0 µS.

Funções do Sistema

- Modelos de reação: Ponto Final, Cinético e Tempo Fixo.
- Tempo máximo de reação: 12 minutos.
- Disponível para utilizar Mono e Bi-reagente.
- Leitura Mono e Bicromática.
- Disponibilidade para utilizar Fator Fixo, Calibração em um ponto ou multiponto.
- Controle de Qualidade em até 3 níveis: Normal, Médio e Alto.
- Avaliação diária do CQ interno e/ou em intervalos de tempo definidos.
- Função STAT para amostras de Emergência.

Cubetas de Reação e Estação de Lavagem





- 90 Cubetas reutilizáveis.
- Check automático da qualidade das cubetas.
- Caminho ótico da cubeta: 6 mm.
- Volume de reação: 200 a 500 µL.
- Eficiente sistema com 8 passos de lavagem.
- Lavagem com água aquecida.
- Baixo consumo de água 4 L/H.
- Temperatura de reação: 37 + 0.1 °C.



Master 400

Bioquímica e Turbidimetria

P. M. JUINA
Fls. 53
0000



BioTécnica
BIOTECNOLOGIA AVANÇADA

www.biotechnica.ind.br

sac@biotechnicaltda.com.br

+55 35 3214.4646 ☎ 35 98431.0090

Incluso:



Computador



nobreak



osmose reversa

Robusto, rápido e econômico

- Design compacto: 95 cm x 71 cm x 118 cm.
- Peso 136 Kg.
- Executa até 400 testes por hora.
- Volume por reação: 250 µL.

Sistema Ótico

- Lâmpada: halogênea - tungstênio.
- Range fotométrico: de 340 a 690 nm.
- Precisão: + 2 nm.
- Range de absorvância: 0~4.0 Abs.
- Fibra ótica de alta durabilidade e precisão.



Composição do Sistema

- 93 posições de amostra (cubeta pediátrica e tubo primário).
- Disco 1: 40 posições de reagentes (frasco de 50 mL).
- Disco 2: 40 posições de reagentes (frasco de 50 mL).
- Refrigeração dos reagentes e amostras.
- 1 Probe de Pipetagem Amostra.
- 2 Probe de Pipetagem Reagente.
- Volume de amostra: 2 - 50 µL, 0.1 µL passo.
- Volume de Reagente: 10 - 400 µL, 1 µL passo.
- Função de mixer integrada na Probe.
- Mixer Duplo, individual e independente da Probe.
- Detecção Automática de nível de líquido.
- Função de Proteção contra colisão.
- Lavagem interna/externa da Probe.
- Função de detecção de Coágulo.

Software de operação e Hardware

- Software em português.
- Sistema operacional em Windows XP ou Windows 7.
- Monitoramento on-line em tempo real da bandeja de amostra, bandeja de reagente e cubetas.
- Monitoramento online em tempo real dos volumes de resíduo e líquido de limpeza.
- Possibilidade de diluição automática (programável) e repetição dos testes quando: Range de absorvância ou Linearidade estiver fora do intervalo.
- Entrada: RS-232 interfaceamento computador.
- Possibilidade de interface e acesso remoto.
- Acessórios externos: CPU, monitor, teclado e mouse.
- Impressora: Opcional (não disponibilizada no modelo padrão).

Requerimentos de Funcionamento

- Voltagem: ~ 100-240 V, 50/60 Hz, 1 KVA.
- Nobreak Senoidal de 2.400 VA.
- Temperatura da Sala: 10 - 30 °C.
- Umidade: < 90%.
- Água: < 1,0 µS.

Funções do Sistema

- Modelos de reação: Ponto Final, Cinético e Tempo Fixo.
- Tempo máximo de reação: 14 minutos.
- Disponível para utilizar Mono e Bi-reagente.
- Leitura Mono e Bicromática.
- Disponibilidade para utilizar Fator Fixo, Calibração em um ponto ou multiponto.
- Controle de Qualidade em até 3 níveis: Normal, Médio e Alto.
- Avaliação diária do CQ interno e/ou em intervalos de tempo definidos.
- Função STAT para amostras de Emergência.

Cubetas de Reação e Estação de Lavagem

- 90 Cubetas reutilizáveis.
- Check automático da qualidade das cubetas.
- Caminho ótico da cubeta: 6 mm.
- Volume de reação: 200 a 500 µL.
- Eficiente sistema com 8 passos de lavagem.
- Lavagem com água aquecida.
- Baixo consumo de água 8 L/H.
- Temperatura de reação: 37 + 0.1 °C.

Confira o catálogo
completo on line (PDF):
Faça a leitura do QR CÓDE
ou entre em contato:
(35) 3214.4646
sac@biotecnica.tda.com.br

